

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

- **Madde/Karışım kimliği**
- **Ticari adı:** Ultrapro™ Tx Prophy Paste - Pure
- **Mal numarası:** SDS 339-001.05R01, 8325
- **Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** Diş temizliği ve parlatma. Diş Profilaksisi tedavisi.
- **Tavsiye edilmeyen kullanım** Yutmayınız. Sadece diş hekimleri tarafından kullanılabilir.
- **Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**
- **Üretici / Teslimatı yapan:**
Young Innovations, Inc. tarafından üretilmiştir:
Ultradent Ürünleri A.Ş.
505 W. Ultradent Drive (10200 S)
South Jordan, UT 84095-3942
ABD
onlineordersupport@ultradent.com
- **Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:** Customer Service
- **Acil telefon numarası**
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Zararların tanımı

- **Madde veya karışımın sınıflandırılması**



Akut Tok. 4 H302 Yutulması halinde zararlıdır.

- **Ek bilgiler:** Doğrudan temas göz tahrişine neden olabilir.

- **Etiket bilgileri**
- **GHS etiket elemanları** Ürün Küresel Uyumlu Sisteme (GHS) göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
- **Zararlılık İşaretleri** GHS07
- **Uyarı Kelimesi** Dikkat
- **Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**
Sodium Silicate Solution
sodyum florür
fosforik asit
- **Zararlılık İfadesi**
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- **Önlem İfadesi**
 - P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
 - P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 - P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
 - P264 Elleçlemeden sonra iyice yıkayın.
 - P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

(Devamı sayfa 2 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,
Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

Ticari adı: Ultrapro™ Tx Prophy Paste - Pure

(Sayfa 1 'nin devamı)

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.

P330 Ağzınızı çalkalayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

3 Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

· **Karışımlar**

· **Tarifi:** Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.

· **İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 1344-09-8 EINECS: 215-687-4	Sodium Silicate Solution ⚠ Akut Tok. 3, H331; ⚠ Cilt Aşnd. 1A, H314; Göz Hsr. 1, H318; ⚠ Akut Tok. 4, H302; BHOT Tek Mrz.3, H335	%1-5
CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2	fosforik asit ⚠ Met. Aşnd. 1, H290; Cilt Aşnd. 1B, H314; Göz Hsr. 1, H318; ⚠ Akut Tok. 4, H302 Özgül konsantrasyon sınırları: Cilt Aşnd. 1B; H314: $C \geq 25 \%$ Cilt Tah. 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$ Göz Tah. 2; H319: $10 \% \leq C < 25 \%$	%1-3
CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8	sodyum florür ⚠ Akut Tok. 3, H301; Akut Tok. 2, H310; ⚠ Cilt Tah. 2, H315; Göz Tah. 2, H319, EUH032	%1-3

· **Ek uyarılar:** belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

4 İlk yardım önlemleri

· **İlk yardım önlemlerinin tanıtımı**

· **Genel uyarılar:**

Zehirlenme belirtileri birçok saat sonra başgösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolü bir kazadan en az 48 saat sonrasına kadar sürdürülmelidir.

· **Teneffüs ettikten sonra:**

Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Nefes almakta zorlanıyorsanız, kalifiye personelin oksijen vermesini sağlayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

· **Cilde temas ettikten sonra:** Cildinizi bol su ve sabunla yıkayın. Tahriş gelişirse tıbbi yardım alın.

· **Gözlere temas ettikten sonra:**

Göz kapaklarını ayrı tutarak gözleri en az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayın. Tahriş gelişirse veya devam ederse tıbbi yardım alın.

· **Yuttuktan sonra:**

Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.

Bilinci yerindeyse ağzını suyla çalkalayın ve bol miktarda süt veya süt yoksa su verin. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Belirtiler devam ederse, derhal tıbbi yardım alın.

· **Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

· **Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

TR

(Devamı sayfa 3 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,
Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

Ticari adı: Ultrapro™ Tx Prophy Paste - Pure

(Sayfa 2 'nin devamı)

5 Yangınla mücadele önlemleri

- **Yangın söndürücüler**
- **Elverişli söndürücü maddeler:**
Çevredeki yangın için uygun ortam kullanın. Konteynerleri soğutmak için su spreyi kullanın. Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.
- **Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**
İtfaiyeciler tam acil durum ekipmanı ve pozitif basınçlı bağımsız solunum cihazı kullanmalıdır.
- **Özel koruyucu teçhizat:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.

6 Kaza sonucu yayılma önlemleri

- **Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı** Gerekli değildir.
- **Çevresel önlemler** Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
- **Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler**
Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.
- **Diğer bölümlere atıflar**
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7 Elleçleme ve depolama

- **Güvenli elleçleme için önlemler**
Göz ile temasından ve uzun süreli cilt temasından kaçının. Bölüm 8'de açıklandığı gibi koruyucu giysi ve ekipman kullanın. Kullandıktan sonra su ve sabunla iyice yıkayın.
- **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.
- **Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları**
- **Depolama:**
- **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:**
Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. 25 C'nin üzerinde saklamayın. Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz.
- **Birarada depolama ile ilgili uyarılar:** Gerekli değil.
- **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:** Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
- **Belirli son kullanımlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

8 Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

- **Kontrol parametreleri**
- **Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:**

7664-38-2 fosforik asit

MMSD (TR)	Kısa zaman değeri: 2 mg/m ³ Uzun zaman değeri: 1 mg/m ³
IOELV (EU)	Kısa zaman değeri: 2 mg/m ³ Uzun zaman değeri: 1 mg/m ³

(Devamı sayfa 4 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,
Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

Ticari adı: Ultrapro™ Tx Prophy Paste - Pure

(Sayfa 3 'nın devamı)

7681-49-4 sodyum florürMMSD (TR) Uzun zaman değeri: 2,5 mg/m³IOELV (EU) Uzun zaman değeri: 2,5 mg/m³
as F· **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.· **Maruz kalma kontrolü**· **Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler:** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.· **Kişisel koruyucu teçhizat:**· **Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:**

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

Gözlerinize değmesinden kaçınınız.

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

· **Nefes koruyucu önlemler:**

Normal kullanım için hiçbirine ihtiyaç duyulmamalıdır. Maruz kalma limitleri aşılsa, kirleticilerin formu ve konsantrasyonu için uygun olan partikül kartuşlu onaylı bir solunum cihazı veya tedarik edilen hava solunum cihazı kullanılmalıdır. Solunum ekipmanının seçimi ve kullanımı yürürlükteki yönetmeliklere ve iyi endüstriyel hijyen uygulamalarına uygun olmalıdır.

· **Elleri koruyucu:** Gerekli değildir.· **Eldiven malzemesi**

Dökme elleçleme için gerekirse doğal kauçuk gibi geçirimsiz eldivenler giyin.

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

· **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelerle riayet edilmelidir.

· **Gözleri koruyucu:** Koruyucu gözlük· **Vücut koruyucu:**

Normal kullanım için gerekli değildir. Dökme elleçleme için kişisel giysilerin kirlenmesini önlemek için gerektiği kadar koruyucu giysi.

9 Fiziksel ve kimyasal özellikler· **Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**· **Genel bilgiler**· **Fiziksel durum**

Katı

· **Renk:**

Çeşitli

· **Koku:**

Karakteristik

· **Koku eşiği**

Belirli değil.

· **Erime noktası/donma noktası**

Belirlenmemiştir.

· **Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı**

Belirlenmemiştir.

· **Alevlenirlik**

Belirli değil.

· **Patlama sınırları:**· **Alt:**

Belirli değil.

· **Üst:**

Belirli değil.

· **Parlama noktası**

Uygulanamaz.

· **Bozunma sıcaklığı**

Belirli değil.

(Devamı sayfa 5 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,
Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

Ticari adı: Ultrapro™ Tx Prophy Paste - Pure

(Sayfa 4 'nin devamı)

- pH - değeri 20 °C'de: 4-7
- Akışkanlık
- Kinematik: Uygulanamaz.
- Dinamik: Uygulanamaz.
- Çözünürlük
- suyla: Çözülmez.
- Dağılım katsayısı: n-oktanol/su Belirli değil.
- Buhar basıncı: Uygulanamaz.
- Buhar basıncı:
- Yoğunluk: Belirlenmemiştir.
- Bağıl yoğunluk Belirli değil.
- Buhar yoğunluğu Uygulanamaz.

- Diğer bilgiler
- Görünüm
- Biçim: Yapıştır
- Sağlığın ve çevrenin korunması için ile güvenliğe yönelik olarak önemli bilgiler
- Tutuşma ısısı: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
- Patlayıcı özellikler Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
- Durum değişikliği
- Buharlaştırma hızı Uygulanamaz.

10 Kararlılık ve tepkime

- **Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Kimyasal kararlılık** Normal sıcaklıklar ve basınçlar altında kararlıdır.
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **Zararlı reaksiyon olasılığı** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Uyumsuz malzemeler**
Güçlü Asitler
Oksitleyici maddeler
- **Zararlı bozunma ürünleri** Karbon monoksit, karbon dioksit ve zehirli dumanlar üretebilir.

11 Toksikolojik bilgiler

- (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.
- **Akut toksisite** Yutulması halinde zararlıdır.

· **Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)****ATE (Akut toksisite tahmini)**

Ağızdan	LD50	1.558-4.809 mg/kg
Ciltten	LD50	5.833-17.500 mg/kg
Nefesle	LC50/4 h	41,2-206 mg/l (rat)

56-81-5 Glycerin

Ağızdan	LD50	7.750 mg/kg (Guinea pig)
		4.100 mg/kg (mouse)

(Devamı sayfa 6 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

Ticari adı: Ultrapro™ Tx Prophy Paste - Pure

(Sayfa 5 'nin devamı)

		5.570 mg/kg (rat) 27.000 mg/kg (rabbit) >5.000 mg/l (FSH)
Ciltten	LC50 Fish LD50	>21.900 mg/kg (rat) 10.000 mg/kg (rabbit)
Nefesle	LC50/4 h	>0,1425 mg/l (rat)
1344-09-8 Sodium Silicate Solution		
Ağızdan	LD50	1.100 mg/kg (mouse) 3.400 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	1.108 mg/l (FSH)
Ciltten	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Nefesle	LC50/4 h	2,06 mg/l (rat)
7664-38-2 fosforik asit		
Ağızdan	LD50	1.530 mg/kg (rat)
Ciltten	LD50	2.740 mg/kg (rabbit)
Nefesle	LC50/4 h	0,42225 mg/l (rabbit)
7681-49-4 sodyum florür		
Ağızdan	LD50	52 mg/kg (mouse)
	LC50 Fish (statik)	17 mg/l (FSH)
Ciltten	LD50	175 mg/kg (rat)

12 Ekolojik bilgiler· **Toksosite**· **Su toksisitesi:****56-81-5 Glycerin**

EC50 >10.000 mg/kg (BCT)

1344-09-8 Sodium Silicate Solution

EC50 1.700 mg/l (daphnia)

7681-49-4 sodyum florür

EC50 272 mg/kg (Alg)
98 mg/kg (daphnia)
Algae Toxicity (statik) 7 mg/l (Alg)

- **Kalıcılık ve bozunabilirlik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Biyobirikim potansiyeli** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz.
- **vPvB:** Uygulanamaz.
- **Endokrin bozucu özellikler** Ürün endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermez.

(Devamı sayfa 7 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,
Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

Ticari adı: Ultrapro™ Tx Prophy Paste - Pure

(Sayfa 6 'nın devamı)

- **Diğer olumsuz etkiler**
- **Diğer ökolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

13 Bertaraf etme bilgileri

- **Atık işleme yöntemleri**
- **Tavsiye:** İçeriği/kabı uluslararası, federal, eyalet düzeyindeki ve yerel yönetmelikler uyarınca bertaraf edin.
- **Temizlenmemiş ambalajlar:**
- **Tavsiye:** Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

14 Taşımacılık bilgisi

- | | |
|--|--------------|
| · BM numarası veya Kimlik Numarası | |
| · ADR, IMDG, IATA | kalkmıştır |
| · UN uygun taşımacılık ismi | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | kalkmıştır |
| · Taşımacılık zararları | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · sınıfı | kalkmıştır |
| · Ambalaj grubu | |
| · ADR, IMDG, IATA | kalkmıştır |
| · Çevresel zararlar | Uygulanamaz. |
| · Uluslararası Denizcilik Örgütü enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma. | Uygulanamaz. |
| · UN "Model Düzenleme": | kalkmıştır |

15 Mevzuat bilgisi

- **Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat**
- **NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)**
İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.
- **Yönetmelik 2004/42/EC**
- **2012/18/EU sayılı Direktifi**
- **Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-I** İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.
- **Kimyasal güvenlik değerlendirme:** Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmamıştır.

TR

(Devamı sayfa 8 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik,
Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 05.03.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 05.03.2025

Ticari adı: Ultrapro™ Tx Prophyl Paste - Pure

(Sayfa 7 'nın devamı)

16 Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Önemli terkipleri

- H290 Metalleri aşındırabilir.
- H301 Yutulması halinde toksiktir.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H331 Solunması halinde toksiktir.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- EUH032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.

• **Veri pusulasını düzenleyen bölüm:** Environmental, Health, and Safety

• **Başvurulacak kişi ya da yer:** Customer Service

Kısaltmalar ve:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- NIOSH: National Institute for Occupational Safety
- ATE: Acute toxicity estimate values (Akut toksisite tahmini)
- Met. Aşnd. 1: Metaller için aşındırıcı – Kategori 1
- Akut Tok. 4: Akut toksisite – Kategori 4
- Akut Tok. 2: Akut toksisite – Kategori 2
- Akut Tok. 3: Akut toksisite – Kategori 3
- Cilt Aşnd. 1A: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 1A
- Cilt Aşnd. 1B: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 1B
- Cilt Tah. 2: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 2
- Göz Hsr. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 1
- Göz Tah. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2
- BHOT Tek Mrz.3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) – Kategori 3

• *** Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

TR